

## Shodex Amino HILIC NH2P-50 Serie

Der **IDENTISCHE** Ersatz für Ihre Grace Prevail Carbohydrate ES Säule



Alltech Produktnummer	Alltech Produktname	Shodex Produktnummer	Shodex Produktname	Funktionelle Gruppe	Partikelgröße	Porengröße	Stationäre Phase	I.D.	Länge
35102	Prevail ES 4.6 x150mm	F7630002	<a href="#">Asahipak NH2P-50 4D</a>	NH2	5µm	100 A	Polyvinylalkohol	4.6 mm	150 mm
35101	Prevail ES 4.6 x250mm	F7630001	<a href="#">Asahipak NH2P-50 4E</a>	NH2	5µm	100 A	Polyvinylalkohol	4.6 mm	250 mm
35116	Prevail ES 2.0 x150mm	F7630006	<a href="#">Asahipak NH2P-50 2D</a>	NH2	5µm	100 A	Polyvinylalkohol	2.0 mm	150 mm
-	Prevail ES 2.0 x250mm	F7630010	<a href="#">Asahipak NH2P-40 2E</a>	NH2	4µm	100 A	Polyvinylalkohol	2.0 mm	250 mm

[Haben Sie schon unsere anderen Shodex Zuckersäulen HILICpak VG-50, VC-50, VN-50 und VT-50 überprüft.](#)



[www.shodex.de](http://www.shodex.de)

Showa Denko Europe GmbH, Konrad-Zuse-Platz 3, 81829 München, Deutschland,  
[www.shodex.de](http://www.shodex.de); [info@shodex.de](mailto:info@shodex.de);  
Tel. +49 (0) 89 93996234